



## マッサージチェアを作り続けて半世紀 フジ医療器は美と健康の総合メーカーです。

1954年	●大阪市阿倍野区阪南町で フジ医療器製作所として創業、健康機器を手掛ける。 ●第一号機である木製あんま機を開発。		2001年	●RELAX MASTER マッサージチェア SK-510を発売。 体型を感知し、最適なマッサージプログラムを自動で 選ぶ「3Dポイントナビシステム」など、業界初の革新的 な機能を数多く搭載したモデル。	
1960年	●業界初の四つマリ式マッサージ機を開発。		2003年	●Relax Solution マッサージチェア SKS-1500が グッドデザイン特別賞を受賞。	
1975年	●フジ マッサージ かあさんFM-52を発売。 フジ医療器独自の特殊クラッチにより、 全自動でもみ・たたきの切替えができる 「複合マッサージ機能」が画期的だった。		2004年	●Relax Solution マッサージチェア SKS-2500が グッドデザイン賞を受賞。	
1987年	●ローラーチェア KIT-10DXを発売。 8輪ローラーによるローリングマッサージ機。 スイッチ式からリモコン操作に、 ローラー突起をつけるなど、大幅に改良され 大ヒット機種となった。		2005年	●「医療機器における品質マネジメントシステム」の 国際規格であるISO13485:2003の認証を取得。	
1995年	●エアーマッサージチェア ロイヤルチェア MC-133 業界初のエアーバッグのみを使った マッサージチェアを発売。		2013年	●創業60周年記念モデル Relax Solution マッサージチェア SKS-6600 を発売。	

# FUJIIRYOKI

創業 60 周年記念モデル  
マッサージチェア SKS-6600




## RelaxSolution

リラックスソリューション

## 充実の機能から得られる 真の休息感





安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓[そく(塞)]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)]怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)]痛性[疾患]の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。  
リモコンスタンドは左右どちらでも設置可能です。

<b>お客様相談窓口のご案内</b>		フジ医療器 フリーダイヤル <b>0120-027-612</b> 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。
FAX番号	<b>06-6644-9103</b>	FAX・E-mailでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
E-mail	フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。 <b>http://www.fujiiryoki.co.jp/</b>	修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、 まずご購入先にお問い合わせください。
ご相談窓口における 個人情報のお取り扱いについて		株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

SKS-6600の使い方 お電話でサポート!! <b>ソムリエコール</b> <b>0120-113-706</b> 受付:9:00～17:30 (土日祝日、年末年始を除く)	製品の情報や、 楽しいコラムなどが盛りだくさん!! <b>フジ医療器ホームページ</b> <b>http://www.fujiiryoki.co.jp/</b>	フジ医療器製品の消耗品・別売品 のお取寄せはコチラ!! <b>フジ医療器モール</b> <b>http://www.fuji-mall.com/</b>	<b>フジ医療器商品が当たる! 最大30万円相当!!</b> <b>プレゼントキャンペーン 毎月実施中!</b> フジ医療器 HP からはコチラ! <b>http://www.fujiiryoki.co.jp/</b> ケータイからはコチラ! <b>http://www.fujiiryoki.co.jp/_m/</b> <b>QRコード</b> → ケータイから カンタンアクセス
---	---	---	---



美と健康の総合メーカー  
株式会社 **フジ医療器**  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
**http://www.fujiiryoki.co.jp/**  
このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
右記の販売店にご相談ください。  
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成25年9月現在のものです。

13.09.5M.DS.AC.A [注文No.1306]

日本製



心までほぐれるような休息を。

最新の技術とこだわりのデザインを集約した  
リラックスソリューション マッサージチェア SKS-6600




今までにないフラット感  
ベッドポジション

独自機能

新開発の独自フレーム機構により、フルリクライニングの際にフラットに近い感覚を生む「ベッドポジション」を実現。フラットに近い姿勢を生み出すことで長時間でも身体をゆったり預けることができます。また、肩の位置・腰・座・腕・脚部が追従して動くことで、マッサージポジションのズレを制御します。

新リクライニング機構



現実から解き放たれる30分  
ソムリエコース

NEW

30分の専用プログラムが、  
心身に極上の休息を  
もたらしめます。

業界初  
30分

※当社調べ  
2013年8月現在

長時間のリラックスコース

1～5分  
エアー&ストレッチ  
マッサージ

5～10分  
ゆったり  
マッサージ

10～18分  
しっかり  
マッサージ

18～26分  
ととのえ  
マッサージ

26～30分  
リラックス  
モード



温かさで優しく包み込む  
遠赤綿入り  
ヒーターパッド

背面にセットすると背中全体を、また身体の前に回すと肩から腹部をカバーすることができるヒーターパッドを搭載しました。遠赤綿入りヒーターパッドが心地よく身体を温め、マッサージのウォームアップにも役立ちます。寒い時期のほか、冷房で身体が冷えがちな夏にも効果的な機能です。もちろんヒーターのみの使用も可能です。





じ〜んわり、じ〜っくり、極メカ4Dがさらに進化

# きわみ 極メカ4D + プラス スローハンド

2つのもみ玉の上下・左右・前後の動きすべての動作時間をコントロールする「極メカ4D」に、今回新たに「スローハンド制御」を搭載。これにより、超低速でじ〜んわり・じ〜っくりとコリを深くもみほぐしてくれる、プロ技のようなマッサージが実現しました。また、高速から超低速までの速度域を広げることで、より幅広い繊細なマッサージをお楽しみいただけます。

4D

上下 左右 前後

時間

+ プラス

スローハンド




業界最多 ※当社調べ2013年8月現在

## 最大12段階の強弱調節

じっくり深いもみ心地の「極メカモード」から、よりソフトな「さすりモード」まで、幅広い強弱調節が可能です。

※ 自動コース時は7段階、手動選択時は12段階



独自機能

## 3Dポイントナビシステム+ プラス

座る人それぞれに適したマッサージを行うために、背筋ラインをセンサーで読み取り、デリケートに変化する身体のカーブを検知します。



NEW こだわりの温め機能

上半身、腕と足裏をじわじわ温めながら、じっくりほぐす

## トリプルヒーター

こだわりのトリプルヒーターを搭載。上半身を温める遠赤縮入りヒーターパッド、ひじ下から指先、足裏部の3つのヒーターが、全身にこころよい温かさを伝えマッサージのウォームアップにも役立ちます。



進化したエアーマッサージ

大容量・高出力のエアータグが全身をしっかり包み込む

部位別強弱調節機能搭載

## エアーマジック

さまざまな部位ごとに、強弱調節が可能になったエアータグが心地よく圧迫。もみ技との組み合わせで、身体全体を気持ちよくほぐし血行を促進します。

### 脚部エアーマッサージ

強弱調節5段階※

2段式オットマンを搭載し、エアータグによる圧迫・開放の繰り返しで、ふくらはぎ横はもちろん、ふくらはぎ裏から足裏までをマッサージします。



### 足裏マッサージ

強弱調節5段階※

くるぶしから下をエアータグでしっかりと挟み込み、足裏を突起付エアータグで刺激します。



### 肩療マッサージ

強弱調節5段階 独自機能

片側2枚のエアータグが背面から立ち上がる形状を採用。二の腕から肩甲骨まで広範囲にマッサージを行います。

### 腕部エアーマッサージ

強弱調節3段階

ひじ下から指先までをしっかりと挟み込んで、マッサージをします。



### 腰・座 エアーマッサージ

強弱調節5段階

腰・座面・もも横のエアータグが、骨盤周辺からひざ裏までの広範囲な筋肉をほぐします。

※ 脚部・足裏マッサージ連動



## 新ストレッチ 独自機能

ベッドポジションを  
生かした、  
極上のストレッチ感

## パワー ストレッチ

独自機能の3つの脚部ス  
トレッチと、背もたれを連  
動させたハードなストレッチ  
動作「スイングストレッチ」  
が新しく登場しました。

### 3つの脚部ストレッチ機能

▼ストレッチ  
【伸ばす】



足をしっかりとつかみ、前方へ  
伸ばすストレッチ。

▼フットストレッチ  
【引っ張る】



足をしっかりとつかみ、下方へ  
伸ばすストレッチ。

▼ダブルストレッチ  
【伸ばしながら引っ張る】



足をしっかりとつかみ、前方へ  
伸ばした状態から下方へ  
引っ張るストレッチ。

### スイングストレッチ機能 NEW

ベッドポジションから一度全身を起し、  
エアバッグで身体をつかんでストレッチ。

※ストレッチコースのみ



## 新もみ技 業界最多 ※当社調べ2013年8月現在

充実のもみ技に、新しく4タイプが登場

## 32タイプの多彩なもみ技

プロの施術動作を参考  
に、新たに4タイプのもみ  
技を追加。  
部位や目的に合わせて、  
業界最多・全32タイプ  
のもみ技をお楽しみいた  
けます。




### こねもみ

揉捏動作のポイントマッサージ  
もみ玉の半回転の繰り返しで、こね  
る感覚のピンポイントマッサージ



### ほぐしもみ上げ ほぐしもみ下げ

一定範囲を細かくもみ上げ・下げマッサージ  
首・肩・腰を細かくほぐす手技をイメージした、ほぐしもみマ  
ッサージ



### 背筋開き

背筋のほぐし動作  
背部の筋肉を伸ばし広げる感覚  
のローリング動作のマッサージ

※イラストはイメージです。

## 多彩性を活かした自動コース 業界最多 ※当社調べ2013年8月現在

32タイプのもみ技を、  
巧みに組み合わせた

## 20種類の 自動コース

気になるコリに集中マッサージを行う  
コースから、全身を伸ばすストレッチ  
コースまで、充実の20種類のコースを  
ご用意しました。その日の疲れやコリ  
に合わせてお選びいただけます。

- ▶ソムリエ30分コース
- ▶極メカコース
- 【全身】・【肩】・【腰】のハードマッサージコース
- ▶疲労回復コース
- 【全身】・【肩】・【腰】の標準マッサージコース
- ▶リフレッシュコース
- 【全身】・【肩】・【腰】のリズミカルな高速動作コース
- ▶やすらぎコース
- 【全身】・【肩】・【腰】の低速動作のリラックスコース

▶下半身ケアコース  
**SKS-6600 オリジナル**  
下半身に重点をおいたオリジナルコースです。

- ▶ストレッチコース
- 3種類のストレッチコース
- ▶ソフトコース：ソフトマッサージコース
- ▶短縮コース：7分コース
- ▶メモリーコース



## 家族や仲間が集うシーンに、最高の休息を。



### リラックスソリューション マッサージチェア SKS-6600

メーカー希望小売価格：600,000円  
(税抜571,429円) ※平成25年8月現在の税率価格です。

仕様

- 本体寸法(約)：  
(オットマン収納時)  
幅800×奥行1,370×高さ1,190mm  
(リクライニング時)  
幅800×奥行1,920×高さ730mm
- 組立前最小幅(約)：690mm
- リクライニング角度(約)：115～165度
- 質量(約)：95kg
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 消費電力：220W  
(ヒーター：110W) (待機電力：0.9W)
- 定格時間：30分
- 医療機器認証番号：225AGBZX00055000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)



ブラック(BK)  
JANコード：4951704168144

### フロアマット

上質なデザインを維持  
したまま床面を保護する、  
専用のフロアマット付です。



### 着脱式背パッド、枕

それぞれ簡単に取り外し  
てお手入れすることが可  
能です。




### 【搬入・設置】

- 搬入幅  
本体搬入幅69cm+2cm  
(養生のため)以上必要  
です。  
※一部部品を取り外す場合。

- 設置  
リクライニングできるス  
ペースをあけて、水平なと  
ころに設置する。足方向  
に60cm以上、頭方向に  
20cm以上が必要です。

### 【寸法図】



### 効能・効果

あんま・マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解